



Portoir souple standard, avec sac de rangement

40,00 € HT

Référence : IM06.07.318



Description

Portoir souple standard, avec sac de rangement

Le « portoir souple », également appelé « alèse portoir » est utilisé isolément et de façon transitoire, en l'absence de lésion traumatique, pour soulever la victime et la transporter jusqu'au brancard (s'il n'est pas possible d'amener ce dernier à ses côtés). Le portoir souple ne doit pas être utilisé pour relever une victime qui présente une atteinte traumatique (exemples : traumatisme du rachis, traumatisme non immobilisé des membres)

Les points forts :

Robustesse, mise en œuvre rapide, désinfection aisée.

Robustesse et désinfection aisée :

Le portoir souple est constitué d'une toile doublée en nylon avec enduction vinyle épaisse, indéchirable, imperméable, donc facilement désinfectable. Sa dimension correspond à la surface utile d'un brancard.

Polyvalence :

Le portoir souple est pourvu de 8 poignées ergonomiques réparties de chaque côté longitudinal, de manière symétrique, pour une utilisation polyvalente. Le placement d'une poignée aux 4 extrémités du portoir lui confère une meilleure préhension en fonction des espaces.

Mise en œuvre simple et aisée :

Rapidement sorti de son sac de transport (il peut être emporter partout), il est déplié et positionné contre la victime pour débiter la technique de relevage de manière optimale.

Totalement radio transparent, le portoir souple permet le transfert de toute victime, en l'absence de lésion traumatique, jusqu'à 170 kg.

Caractéristiques techniques :

Matériaux : double toile de nylon avec enduction vinyle

L x l x h en cm ouvert : 190 x 75 x 0,4 cm.

L x l x h en cm plié : 75 x 30 x 3 cm

Poids : 2,375 kg seul (2.5 kg avec sac)

Charge admissible : 170 kg

Garantie : 1 an

Dispositif médical de Classe I

Norme: EN1865 - 93/42/CE

Marquage CE